



BRASSELER
USA® SURGICAL


BROCHES DE KIRSCHNER ET BROCHES DE STEINMANN

Brasseler USA est fière d'offrir une gamme complète de broches de Kirschner et de broches de Steinmann de haute qualité. Fabriqués en acier inoxydable 316L de qualité implantable taillé avec précision (ASTM F 138), nos fils et broches sont fabriqués aux États-Unis selon des caractéristiques très strictes et soumis à des programmes d'inspection rigoureux pour assurer des résultats prévisibles et positifs. Nous sommes heureux de vous offrir uniquement des produits de la meilleure qualité à un prix exceptionnel.

- ▶ **Fabriqué avec précision pour une pénétration plus facile**
- ▶ **Non stérile (paquet de 6) et stérile (paquet de 1)**
- ▶ **Plusieurs tailles et styles de pointes**

*Tous les produits ne sont pas vendus dans tous les secteurs.

**MADE IN
USA** 




BROCHES DE KIRSCHNER

BROCHES DE KIRSCHNER LISSES							
Diamètre		Longueur 4 po		Longueur 6 po		Longueur 9 po	
mm	po	Non stérile (paquet de 6)	Stérile (paquet de 1)	Non stérile (paquet de 6)	Stérile (paquet de 1)	Non stérile (paquet de 6)	Stérile (paquet de 1)
Trocart unique							
0,7	0,028	KM172-14-28	KM172-14-28S	KM172-16-28	KM172-16-28S	S.O.	S.O.
0,9	0,035	KM172-14-35	KM172-14-35S	KM172-16-35	KM172-16-35S	KM172-19-35	KM172-19-35S
1,1	0,045	KM172-14-45	KM172-14-45S	KM172-16-45	KM172-16-45S	KM172-19-45	KM172-19-45S
1,4	0,054	KM172-14-54	KM172-14-54S	KM172-16-54	KM172-16-54S	KM172-19-54	KM172-19-54S
1,6	0,062	KM172-14-62	KM172-14-62S	KM172-16-62	KM172-16-62S	KM172-19-62	KM172-19-62S
Trocart double							
0,7	0,028	KM172-24-28	KM172-24-28S	KM172-26-28	KM172-26-28S	KM172-29-28	KM172-29-28S
0,9	0,035	KM172-24-35	KM172-24-35S	KM172-26-35	KM172-26-35S	KM172-29-35	KM172-29-35S
1,1	0,045	KM172-24-45	KM172-24-45S	KM172-26-45	KM172-26-45S	KM172-29-45	KM172-29-45S
1,4	0,054	KM172-24-54	KM172-24-54S	KM172-26-54	KM172-26-54S	KM172-29-54	KM172-29-54S
1,6	0,062	KM172-24-62	KM172-24-62S	KM172-26-62	KM172-26-62S	KM172-29-62	KM172-29-62S
Losange unique							
0,7	0,028	S.O.	S.O.	KM172-36-28	S.O.	KM172-39-28	S.O.
0,9	0,035	S.O.	S.O.	KM172-36-35	S.O.	KM172-39-35	S.O.
1,1	0,045	S.O.	S.O.	KM172-36-45	S.O.	KM172-39-45	S.O.
1,4	0,054	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	KM172-39-54	S.O.
1,6	0,062	S.O.	S.O.	KM172-36-62	S.O.	KM172-39-62	S.O.
Double losange							
0,7	0,028	KM172-44-28	KM172-44-28S	KM172-46-28	KM172-46-28S	KM172-49-28	KM172-49-28S
0,9	0,035	KM172-44-35	KM172-44-35S	KM172-46-35	KM172-46-35S	KM172-49-35	KM172-49-35S
1,1	0,045	KM172-44-45	KM172-44-45S	KM172-46-45	KM172-46-45S	KM172-49-45	KM172-49-45S
1,4	0,054	KM172-44-54	KM172-44-54S	KM172-46-54	KM172-46-54S	KM172-49-54	KM172-49-54S
1,6	0,062	KM172-44-62	KM172-44-62S	KM172-46-62	KM172-46-62S	KM172-49-62	KM172-49-62S
Très tranchante, double losange							
0,7	0,028	S.O.	KM172-44-28ESS	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.
0,9	0,035	S.O.	KM172-44-35ESS	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.
1,1	0,045	S.O.	KM172-44-45ESS	S.O.	KM172-46-45ESS	S.O.	S.O.
1,6	0,062	S.O.	KM172-44-62ESS	S.O.	KM172-46-62ESS	S.O.	S.O.


BROCHES DE KIRSCHNER ENTIÈREMENT FILETÉES			
Diamètre		Longueur 9 po	
mm	po	Non stérile (paquet de 6)	Stérile (paquet de 1)
Trocart unique			
0,9	0,035	KM173-19-35	KM173-19-35S
1,1	0,045	KM173-19-45	KM173-19-45S
1,4	0,054	S.O.	S.O.
1,6	0,062	KM173-19-62	KM173-19-62S
Trocart double			
0,9	0,035	KM173-29-35	KM173-29-35S
1,1	0,045	KM173-29-45	KM173-29-45S
1,4	0,054	KM173-29-54	KM173-29-54S
1,6	0,062	KM173-29-62	KM173-29-62S

BROCHES DE KIRSCHNER ENTIÈREMENT FILETÉES			
Diamètre		Longueur 9 po	
mm	po	Non stérile (paquet de 6)	Stérile (paquet de 1)
Losange unique			
0,9	0,035	KM173-39-35	KM173-39-35S
1,1	0,045	KM173-39-45	KM173-39-45S
1,4	0,054	KM173-39-54	KM173-39-54S
1,6	0,062	KM173-39-62	KM173-39-62S
Double losange			
0,9	0,035	KM173-49-35	KM173-49-35S
1,1	0,045	KM173-49-45	KM173-49-45S
1,4	0,054	KM173-49-54	KM173-49-54S
1,6	0,062	KM173-49-62	KM173-49-62S




Trocart unique

Pointe trois faces; une extrémité pointue




Trocart double

Pointe trois faces; deux extrémités pointues



Losange unique

Pointe deux faces; une extrémité pointue



Double losange

Pointe deux faces; deux extrémités pointues



Double losange, très tranchante


Pointe deux faces; deux extrémités pointues

BROCHES DE STEINMANN

BROCHES DE STEINMANN LISSES					
Diamètre		Longueur 9 po		Longueur 12 po	
mm	po	Non stérile (paquet de 6)	Stérile (paquet de 1)	Stérile (paquet de 1)	Numéro de pièce FEO/ Zimmer® Biomet®
Trocart unique					
2,0	5/64 po	KM168-19-56	KM168-19-56S	—	—
2,4	3/32 po	KM168-19-33	KM168-19-33S	—	—
2,8	7/64 po	KM168-19-76	KM168-19-76S	—	—
3,2	1/8 po	KM168-19-18	KM168-19-18S	—	—
3,6	9/64 po	KM168-19-96	KM168-19-96S	—	—
4,0	5/32 po	KM168-19-53	KM168-19-53S	—	—
4,8	3/16 po	KM168-19-31	KM168-19-31S	—	—
Trocart double					
2,0	5/64 po	KM168-29-56	KM168-29-56S	—	—
2,4	3/32 po	KM168-29-33	KM168-29-33S	—	—
2,8	7/64 po	KM168-29-76	KM168-29-76S	—	—
3,2	1/8 po	KM168-29-18	KM168-29-18S	—	—
3,6	9/64 po	KM168-29-96	KM168-29-96S	—	—
4,0	5/32 po	KM168-29-53	KM168-29-53S	—	—
4,8	3/16 po	KM168-29-31	KM168-29-31S	—	—
Losange unique					
2,0	5/64 po	KM168-39-56	KM168-39-56S	—	—
2,4	3/32 po	KM168-39-33	KM168-39-33S	—	—
2,8	7/64 po	KM168-39-76	KM168-39-76S	—	—
3,2	1/8 po	KM168-39-18	KM168-39-18S	—	—
3,6	9/64 po	KM168-39-96	KM168-39-96S	—	—
4,0	5/32 po	KM168-39-53	KM168-39-53S	—	—
4,8	3/16 po	KM168-39-31	KM168-39-31S	—	—
Double losange					
2,0	5/64 po	KM168-49-56	KM168-49-56S	—	—
2,4	3/32 po	KM168-49-33	KM168-49-33S	—	—
2,8	7/64 po	KM168-49-76	KM168-49-76S	—	—
3,2	1/8 po	KM168-49-18	KM168-49-18S	—	—
3,6	9/64 po	KM168-49-96	KM168-49-96S	—	—
4,0	5/32 po	KM168-49-53	KM168-49-53S	ZB27-362093	7-362093
4,8	3/16 po	KM168-49-31	KM168-49-31S	—	—


BROCHES DE STEINMANN ENTIÈREMENT FILETÉES			
Diamètre		Longueur 9 po	
mm	po	Non stérile (paquet de 6)	Stérile (paquet de 1)
Trocart unique			
2,0	5/64	KM169-19-56	KM169-19-56S
2,4	3/32	KM169-19-33	KM169-19-33S
2,8	7/64	KM169-19-76	KM169-19-76S
3,2	1/8	KM169-19-18	KM169-19-18S
3,6	9/64	KM169-19-96	KM169-19-96S
4,0	5/32	KM169-19-53	KM169-19-53S
4,8	3/16	KM169-19-31	KM169-19-31S
Trocart double			
2,0	5/64	KM169-29-56	KM169-29-56S
2,4	3/32	KM169-29-33	KM169-29-33S
2,8	7/64	KM169-29-76	KM169-29-76S
3,2	1/8	KM169-29-18	KM169-29-18S
3,6	9/64	KM169-29-96	KM169-29-96S
4,0	5/32	KM169-29-53	KM169-29-53S
4,8	3/16	KM169-29-31	KM169-29-31S
Losange unique			
2,0	5/64	KM169-39-56	KM169-39-56S
2,4	3/32	KM169-39-33	KM169-39-33S
2,8	7/64	KM169-39-76	KM169-39-76S
3,2	1/8	KM169-39-18	KM169-39-18S
3,6	9/64	KM169-39-96	KM169-39-96S
4,0	5/32	KM169-39-53	KM169-39-53S
4,8	3/16	KM169-39-31	KM169-39-31S
Double losange			
2,0	5/64	KM169-49-56	KM169-49-56S
2,4	3/32	KM169-49-33	KM169-49-33S
2,8	7/64	KM169-49-76	KM169-49-76S
3,2	1/8	KM169-49-18	KM169-49-18S
3,6	9/64	KM169-49-96	KM169-49-96S
4,0	5/32	KM169-49-53	KM169-49-53S
4,8	3/16	KM169-49-31	KM169-49-31S

*Tous les produits ne sont pas vendus dans tous les secteurs.




Trocart unique

Pointe trois faces; une extrémité pointue




Losange unique

Pointe deux faces; une extrémité pointue



Trocart double

Pointe trois faces; deux extrémités pointues



Double losange

Pointe deux faces; deux extrémités pointues

GÉRER LES COÛTS TOUT EN PRÉSERVANT LA QUALITÉ

- ✓ Compatible avec les principaux systèmes électriques FEO
- ✓ Processus de substitution facile et fluide
- ✓ Plus de 35 ans d'expérience en ventes et en fabrication
- ✓ Système de référencement croisé étendu par FEO

Consultez notre site Web à l'adresse BrasselerSurgical.com
Pour commander, composez le 912.925.8525, poste 7060 ou
envoyez un courriel à l'adresse CustomerService@BUSAMedical.com

