



BRASSELER
USA® SURGICAL

FORETS HÉLICOÏDAUX À RACCORD RAPIDE

Brasseler USA Surgical, votre fournisseur de solutions orthopédiques, est fier de proposer une vaste gamme de forets hélicoïdaux à raccord rapide de rechange. Disponibles en section transversale pleine ou canulée, nos forets hélicoïdaux à raccord rapide sont compatibles avec les raccords rapides DePuy® Synthes®. Nous sommes heureux de vous offrir uniquement des produits de la meilleure qualité à un prix exceptionnel.

- ▶ Acier inoxydable, autoclavable
- ▶ Options stériles et non stériles
- ▶ Économies importantes
- ▶ Structure monobloc

*Tous les produits ne sont pas vendus dans tous les secteurs.

MADE IN
USA 

**Passez à
Brasseler et
Économisez!***



► Canulé

| N° de pièce Brasseler | N° de pièce FEO | Diamètre (mm) | Canulation (mm) | Longueur totale (mm) | Longueur effective (mm) | Nombre de cannelures |
|---------------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| Non stérile (paquet de 1) | Non stérile | | | | | |
| KM166-310-65 | 310.65 | 3,2 | 1,7 | 170 | 139 | 3 |
| KM166-310-66 | 310.66 | 4,5 | 1,7 | 170 | 139 | 3 |
| KM166-310-67 | 310.67 | 2,7 | 1,4 | 160 | 130 | 3 |
| KM166-310-68 | 310.68 | 3,5 | 1,4 | 160 | 130 | 3 |
| KM166-310-221 | 310.221 | 2,0 | 1,2 | 150 | 50 | 3 |

► Plein

| N° de pièce Brasseler | | N° de pièce FEO | | Diamètre (mm) | Longueur totale (mm) | Longueur effective (mm) | Nombre de cannelures |
|---------------------------|-----------------------|-----------------|----------|---------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| Non stérile (paquet de 1) | Stérile (paquet de 1) | Non stérile | Stérile | | | | |
| KM166-310-11 | KM166-310-11S | 310.11 | 310.11S | 1,1 | 60 | 35 | 2 |
| KM166-310-15 | KM166-310-15S | 310.15 | 310.15S | 1,5 | 87 | 61 | 2 |
| KM166-310-16 | KM166-310-16S | 310.16 | 310.16S | 1,5 | 111 | 86 | 2 |
| KM166-310-19 | KM166-310-19S | 310.19 | 310.19S | 2 | 100 | 75 | 2 |
| KM166-310-21 | KM166-310-21S | 310.21 | 310.21S | 2 | 125 | 100 | 2 |
| KM166-310-23 | KM166-310-23S | 310.23 | 310.23S | 2,5 | 181 | 156 | 2 |
| KM166-310-25 | KM166-310-25S | 310.25 | 310.25S | 2,5 | 111 | 86 | 2 |
| KM166-310-26 | KM166-310-26S | 310.26 | 310.26S | 2,7 | 102 | 76 | 2 |
| KM166-310-28 | KM166-310-28S | 310.28 | 310.28S | 2,7 | 126 | 100 | 2 |
| KM166-310-29 | KM166-310-29S | 310.29 | 310.29S | 3,2 | 196 | 170 | 2 |
| KM166-310-31 | KM166-310-31S | 310.31 | 310.31S | 3,2 | 147 | 121 | 2 |
| KM166-310-35 | KM166-310-35S | 310.35 | 310.35S | 3,5 | 112 | 86 | 2 |
| KM166-310-37 | KM166-310-37S | 310.37 | 310.37S | 3,5 | 196 | 171 | 2 |
| KM166-310-44 | KM166-310-44S | 310.44 | 310.44S | 4,5 | 147 | 121 | 2 |
| KM166-310-48 | KM166-310-48S | 310.48 | 310.48S | 4,5 | 195 | 170 | 2 |
| KM166-310-288 | S.O. | 310.288 | S.O. | 2,8 | 165 | 140 | 2 |
| KM166-310-509 | S.O. | 310.509 | S.O. | 1,8 | 110 | 85 | 2 |
| KM166-310-530 | KM166-310-530S | 310.53 | 310.530S | 2,4 | 100 | 75 | 2 |
| KM166-315-28 | S.O. | 315.28 | S.O. | 2,7 | 127 | 102 | 3 |
| KM166-323-062 | S.O. | 323.62 | S.O. | 2 | 140 | 115 | 3 |
| KM166-324-214 | S.O. | 324.214 | S.O. | 2,8 | 197 | 171 | 3 |
| KM166-357-407 | S.O. | 357.407 | S.O. | 4 | 260 | 235 | 3 |

*Tous les produits ne sont pas vendus dans tous les secteurs.

Consultez notre site Web BrasselerSurgical.com
 Pour commander, composez le 912.925.8525, poste 7060 ou
 envoyez un courriel à l'adresse CustomerService@BUSAMedical.com

