



**BRASSELER**  
USA® SURGICAL

# ENSEMBLES DE BROCHES ET FORETS ORTHOPÉDIQUES

Fabriqués en acier inoxydable de qualité chirurgicale et soumis à des programmes d'inspection rigoureux pour garantir des résultats exceptionnels

## Compatible avec les systèmes d'instruments pour genou Stryker®

Numéro de pièce FEO	Numéro de pièce Brasseler	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Description	Conditionnement
7650-2038 7650-1038	BMA-S90008S	3,1	88,9	Broche sans tête (extrémité carrée/pointe trocart)	4 broches par paquet - stériles
7650-2038A 7650-1038A	BMA-S90010S	3,1	88,9	Broche sans tête, cannelée (extrémité carrée/pointe trocart)	4 broches par paquet - stériles
6541-4-003 6541-004-003	BMA-S90012S	3,1	76,2	Broche sans tête (extrémité carrée/pointe trocart)	4 broches par paquet - stériles

## Compatible avec le système de navigation Stryker® Ortholock™

Numéro de pièce FEO	Numéro de pièce Brasseler	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Description	Conditionnement
6007-003-100	ST6007-003-100	3	100	Broche Navigation (extrémité carrée/pointe trocart)	2 broches par paquet - stériles
6007-003-150	ST6007-003-150	3	150	Broche Navigation (extrémité carrée/pointe trocart)	2 broches par paquet - stériles
6007-103-110	ST6007-103-110	3	110	Broche Navigation (extrémité carrée/pointe trocart)	2 broches par paquet - stériles
6007-104-150	ST6007-104-150	4	150	Broche Navigation (extrémité carrée/pointe trocart)	2 broches par paquet - stériles

\*Tous les produits ne sont pas vendus dans tous les secteurs.

Stryker® et OrthoLock™ sont des marques de Stryker Corporation ou de ses filiales.

Pour commander, composez le 912.925.8525, poste 7060, ou envoyez un courriel à l'adresse [CustomerService@BUSAMedical.com](mailto:CustomerService@BUSAMedical.com)  
Consultez notre site Web [BrasselerSurgical.com](http://BrasselerSurgical.com)





**BRASSELER**  
USA® SURGICAL

# ENSEMBLES DE BROCHES ET FORETS ORTHOPÉDIQUES

Fabriqués en acier inoxydable de qualité chirurgicale et soumis à des programmes d'inspection rigoureux pour garantir des résultats exceptionnels

## Compatible avec les systèmes d'instruments pour genou DePuy® Synthes®

Numéro de pièce FEO	Numéro de pièce Brasseler	Diam. (mm)	Longueur (mm)	Description	Conditionnement
2490-95-000	BMA-S90006S	3,1	76,2	Broche de fixation (extrémité arrondie/pointe trocart)	4 broches par paquet - stériles
86-4192-000	BMA-S90007S	3,1	76,2	Broche de fixation (extrémité triangulaire/pointe trocart) et forets hélicoïdaux (extrémité arrondie)	4 broches et 2 forets par paquet, stériles
86-9117	DP86-9117	3,1	76,2	Broche de fixation (extrémité arrondie/pointe trocart)	10 broches par paquet - non stériles
2544-00-111	BR2544-00-111	3,2	67	Broche à tête fileté et universelle	2 broches à tête filetées et 4 broches universelles par paquet, stériles
9505-02-302	BR9505-02-302	3,2	76,2	Broche fileté	4 broches par paquet - stériles
9505-02-303	BR9505-02-303	3,2	67	Broche à tête fileté	4 broches par paquet - stériles

## Compatible avec les systèmes d'instruments pour genou Zimmer® Biomet®

Numéro de pièce FEO	Numéro de pièce Brasseler	Diam. (mm)	Longueur (mm)	Description	Conditionnement
00-5901-020-00	ZB00-5901-020-00	3,2	75,0	Broche à foret sans tête (extrémité hexagonale/pointe trocart)	4 broches par paquet - stériles

## Compatible avec le système de genou total Smith+Nephew® GENESIS®

Numéro de pièce FEO	Numéro de pièce Brasseler	Diam. (mm)	Longueur (mm)	Description	Conditionnement
114968	BML-S90004	3,2	127/76	Foret hélicoïdal (extrémité arrondie) et broche de fixation (Extrémité arrondie/pointe conique)	1 foret et 3 broches par paquet - stériles
71210002	BMA-S90006S	3,1	76,2	Broche de fixation (extrémité arrondie/pointe trocart)	4 broches par paquet - stériles

Biomet® est une marque déposée de Biomet, Inc. ou de ses filiales.

DePuy® et Synthes® sont des marques déposées de DePuy Synthes, Inc., une société Johnson & Johnson, ou de ses filiales.

Smith+Nephew® et Genesis® sont des marques déposées de Smith & Nephew, Inc. ou de ses filiales.

Zimmer® est une marque déposée de Zimmer, Inc. ou de ses filiales.

\*Tous les produits ne sont pas vendus dans tous les secteurs.

Pour commander, composez le 912.925.8525, poste 7060, ou envoyez un courriel à l'adresse [CustomerService@BUSAMedical.com](mailto:CustomerService@BUSAMedical.com)  
Consultez notre site Web [BrasselerSurgical.com](http://BrasselerSurgical.com)

