



BRASSELER
USA® SURGICAL

PLATEAUX DE STÉRILISATION POUR BROCHES DE KIRSCHNER ET BROCHES DE STEINMANN

Les plateaux de stérilisation pour broche de Kirschner et broche de Steinmann Brasseler USA sont conçus pour garder vos accessoires chirurgicaux organisés et à portée de main pour le stockage et la stérilisation.

N° de commande

Plateau pour broches de Kirschner BR-9705

Plateau pour broches de Steinmann BR-9706

Tous les plateaux vendus non chargés

**Tous les produits ne sont pas vendus dans tous les secteurs.*

► CARACTÉRISTIQUES

- Broches de Kirschner de 4, 6 et 9 pouces (peut contenir jusqu'à 90)
- Broches de Steinmann de 9 pouces (peut contenir jusqu'à 42)
- Conçu avec une languette de levage pour un accès facile à tous les produits à l'intérieur
- Ouverture à deux volets avec un support pour consommables à trois compartiments
- Fabriqué en acier inoxydable perforé

**MADE IN
USA**

Consultez notre site Web BrasselerSurgical.com
Pour commander, composez le 912.925.8525,
poste 7060 ou envoyez un courriel à l'adresse
CustomerService@BUSAMedical.com



©2024 Brasseler USA. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis.

BM-5798-FR Rév. A 2024-08-28




BRASSELER
USA® SURGICAL

PLATEAU DE STÉRILISATION POUR FORET HÉLICOÏDAL

Le plateau de stérilisation pour foret hélicoïdal Brasseler USA est conçu pour vous aider à garder vos forets hélicoïdaux de rechange organisés et à portée de main. Stocker et stériliser jusqu'à 27 forets en 11 tailles différentes. Disponible préchargé avec des forets hélicoïdaux standard ou vide.

	N° de commande
Plateau vide	BR-9704
Plateau préchargé	BR-9704K

*Tous les produits ne sont pas vendus dans tous les secteurs.



MADE IN
USA

Consultez notre site Web BrasselerSurgical.com
Pour commander, composez le 912.925.8525,
poste 7060 ou envoyez un courriel à l'adresse
CustomerService@BUSAMedical.com

